



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Divaricatore d'anca pediatrico tipo Pavlik modello 116

Codice di riferimento: mod 116

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 119.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 116-Small	Small	119.6€
mod 116-Medium	Medium	119.6€
mod 116-Large	Large	119.6€
mod 116-XSmall	XSmall	119.6€

Caratteristiche del divaricatore d'anca Pavlik

Il divaricatore pediatrico di Pavlik è un tutore a bretelle utilizzato per mantenere l'anca nella posizione corretta in caso di lussazione o displasia congenita. Il tutore è composto da una fascia toracica con bretelle in morbido tessuto imbottito e ancoraggi per i piedi in pelle con chiusure a velcro. Questa particolare struttura permette di mantenere la gambe del neonato in flessione, in abduzione ed extraruotate lasciando libere le anche e consentire il loro corretto movimento. Grazie alle chiusure a velcro il divaricatore è facile da posizionare e rimuovere.

Indicazioni

Lussazione e/o displasia delle anche nei primi mesi di vita.

Taglie

Taglia	XSmall	Small	Medium	Large
Circonferenza torace cm	23/33	33/40	41/50	51/61



Marca e modello

TIELLE CAMP mod. 116

Contenuto della confezione

1 divaricatore d'anca pediatrico di Pavlik

