



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Modello 117 divaricatore a sella

Codice di riferimento: mod 117

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 92€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 117-Small	Small	92€
mod 117-Medium	Medium	92€
mod 117-Large	Large	92€
mod 117-XLarge	XLarge	92€

Caratteristiche

Il divaricatore a sella modello 117 ha la funzione di mantenere gli arti del bambino abdotti ed estraruotati, impedendo la perdita di rapporti tra testa femorale e cotile.

Il divaricatore 117 è realizzato in plastica rinforzata ed è imbottito ai bordi per non ledere l'epidermide del bambino.

Indicazioni

Lieve displasia delle anche nei primi mesi di vita

Taglie disponibili

Misura della distanza esistente tra i cavi poplitei del ginocchio tenendo le cosce flesse ed abdotte:

XSmall (da 14 a 16 cm)

Small (da 16 a 18 cm)
Medium (da 18 a 20 cm)
Large (da 20 a 25 cm)



 **Acquista subito**