



**SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO QUI RIPORTATE  
PLEASE FOLLOW THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS**




**Fissaggio sui fori filettati del telaio lettino sotto la testata — Anchor to the frame under the head side**

**Fissaggio con viti 5x20 — Screw 5x20**



**Vite 5x20  
Screw 5x20**



**REF**

**27629 PORTAROTOLO - COUCH ROLL HOLDER**



**GIMA SPA - VIA MARCONI 1 20060 GESSATE**



**PER LA PULIZIA NON USARE PRODOTTI CORROSIVI O ABRASIVI  
PLEASE DO NOT USE ABRASIVE OR CORROSIVE CLEANING PRODUCTS**