



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

LENZUOLINO IN GOMMA CON OCCHIELLI

90 x 60	<input type="checkbox"/>	90 x 180	<input type="checkbox"/>
90 x 70	<input type="checkbox"/>	90 x 200	<input type="checkbox"/>
90 x 100	<input type="checkbox"/>	90 x 250	<input type="checkbox"/>
90 x 110	<input type="checkbox"/>		
90 x 120	<input type="checkbox"/>		
90 x 150	<input type="checkbox"/>		

PRECAUZIONI

Per una maggiore durata del lenzuolino si consiglia il lavaggio in acqua tiepida usando un detersivo neutro per indumenti delicati.

Asciugare e conservare lontano da fonti di calore (stufe, caloriferi, sole).