

nuovo
con
abduzione
a 15°



top-S 15°
topII-S 15°
MEDICALORTHO®

Supporto per spalla con
abduzione fissa a 15°

I tutori per l'immobilizzazione della spalla in abduzione si arricchiscono della variante 15°

Da oggi mantengono l'arto nella posizione in abduzione a 15°,
garantendo un'efficace immobilizzazione dell'articolazione:

- copertura di ogni esigenza post-chirurgica o post-traumatica
- massima adattabilità alle diverse conformazioni anatomiche
- facilmente indossabili dal paziente
- massimo comfort


INDICAZIONI

- Riparazione della cuffia dei rotatori
- Sublussazioni
- Dislocazioni
- Intervento di Bankhart
- Riparazione dei tessuti molli a seguito di traumi


TOP-S 15°



TOPII-S 15°



PR2-EM210
con sponda
anteriore



PR2-EM211
con sponda
antero-posteriore,
per un'ottima
stabilità



Struttura del cuscino
in gommapiuma ad alta densità

Cuscino con sponda anteriore
(sponda anteroposteriore solo PR2-EM211)
per un'ottimale stabilità

Rivestimento del cuscino
in materiale garzato, per una migliore
adesione dei velcri e parte a contatto
col corpo in fibra d'argento
(antibatterico naturale)

Tasca reggibraccio in rete tridimensionale

Ambidestro

Tiranti con fissaggio a fibbie
e regolabili a velcro

Cinturino di sostegno del pollice

Pallina riabilitativa

Abduzione a 15°

top-S 15°/topII-S 15°

codice

PR2-EM210 15°

taglia

S | M | L

**lunghezza
avambraccio
cm***

fino a 34 | 35/39 | 40 e oltre

ambidestro

codice

PR2-EM211 15°

taglia

S | L

**lunghezza
avambraccio
cm***

fino a 38 | 39 e oltre

ambidestro

* misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso

9DCDP00500ITA01



RO+TEN srl
Sede legale: via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano
Sede operativa e amministrativa:
via Monte Cervino, 50 20862 Arcore MB
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com

