



genuFIT
MEDICALORTHO®

Due importanti innovazioni
nelle ginocchiere Genufit.

 ROXTEN
stare meglio fa bene

GENUFIT® 29_30

Nuovi modelli
con regolazione
a perni,
per una diversa
maneggevolezza.

La famiglia delle ginocchiere Genufit, i dispositivi da prescrizione per la stabilizzazione latero/mediale del ginocchio e il controllo della flessione-estensione, si arricchisce oggi dei modelli 29/30.

Tutte le ginocchiere Genufit sono realizzate in tessuto traspirante Air-X®, con inserto popliteo in tessuto Soft-X® e stabilizzatore di rotula.



Le ginocchiere Genufit 29/30, che presentano le medesime performance dei modelli già esistenti, danno la possibilità di regolare la flessione-estensione tramite comodi perni.

Sono l'ideale sia in fase di riabilitazione che per la normale attività sportiva.



Regolazioni tramite perni:

- Estensione e Flessione: 0° - 15° - 30° - 60° - 90°.
- Possibilità di blocco articolazione.



Aste con snodi neri, per un'estetica ottimale.

Le aste policentriche per il controllo F-E, grazie a un appropriato restyling, hanno acquisito una nuova valenza estetica.

Il colore nero, con un elegante effetto argento del logo, conferisce alle aste un aspetto meno ingombrante e una gradevolezza che rende queste ginocchiere ancora più in linea con le esigenze del pubblico.

Traspiranti ed eleganti, ecco le nuove GenuFit 25/27.



Regolazioni tramite cunei:

- Estensione:
0° - 10° - 20° - 30° - 40°.
- Flessione:
45° - 60° - 75° - 90°.
- Possibilità di blocco
dell'articolazione a 0° o 20°.



Scopi applicativi



La distorsione di ginocchio è uno degli infortuni più frequenti in traumatologia sportiva. Tali traumi sono caratterizzati da lesioni isolate o associate una delle 4 principali strutture legamentose del ginocchio:

- Legamento Crociato Anteriore (LCA)
- Legamento Crociato Posteriore (LCP)
- Legamento Collaterale Mediale (LCM)
- Legamento Collaterale Laterale (LCL)

In base alla gravità delle lesioni legamentose, le distorsioni di ginocchio vengono classificate in:

- I° grado: stiramento del legamento con rotture microscopiche che però non interferiscono con la capacità del ginocchio di sostenere il peso corporeo.
- II° grado: comparsa di una soluzione di continuità parziale del legamento che può determinare un'instabilità moderata del ginocchio sotto carico.
- III° grado: rottura completa della struttura legamentosa, a livello delle fibre o dell'inserzione ossea, con instabilità significativa.

Le distorsioni più frequenti del ginocchio sono la lesione del legamento collaterale interno e la lesione del legamento crociato anteriore.

Per i traumi distorsivi fino al II° grado non coinvolgenti il pivot centrale (LCA/LCP), la scelta terapeutica più corretta è il trattamento conservativo.

In quest'ambito i tutori rappresentano la base per un recupero funzionale completo attraverso la tutela delle strutture legamentose durante la loro guarigione, associata al mantenimento della mobilità articolare del ginocchio, elemento chiave nel prevenire le complicanze associate all'immobilizzazione (rigidità, atrofia muscolare, turbe del trofismo cartilagineo).

INDICAZIONI

- **Trattamento funzionale traumi distorsivi I°- II° grado legamento collaterale mediale**
- **Trattamento funzionale traumi distorsivi I°- II° grado legamento collaterale laterale**
- **Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM ed LCL nell'attività sportiva**
- **Instabilità cronica latero-mediale (varo/valgo)**
- **Sindrome dolorosa femoro-rotulea**
- **Instabilità artrosica**



Distorsione di 1° grado



Distorsione di 2° grado



Distorsione di 3° grado, rottura completa dei legamenti



GENUFIT®25

PR3-G1125

Ginocchiera corta tubolare con aste articolate policentriche a controllo F-E

GENUFIT®25A

PR3-G1125A

Ginocchiera corta aperta con aste articolate policentriche a controllo F-E



GENUFIT®29

PR3-G1129

Ginocchiera corta tubolare con aste articolate policentriche a controllo F-E

GENUFIT®29A

PR3-G1129A

Ginocchiera corta aperta con aste articolate policentriche a controllo F-E

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	34	34	34	34	34	34



GENUFIT®27

PR3-G1127

Ginocchiera lunga tubolare con aste articolate policentriche a controllo F-E

GENUFIT®27A

PR3-G1127A

Ginocchiera lunga aperta con aste articolate policentriche a controllo F-E



GENUFIT®30

PR3-G1130

Ginocchiera lunga tubolare con aste articolate policentriche a controllo F-E

GENUFIT®30A

PR3-G1130A

Ginocchiera lunga aperta con aste articolate policentriche a controllo F-E

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. presa 15 cm sopra centro rotula cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Lunghezza cm	41	41	41	41	41	41