

REF 218	 Albo Land s.r.l.	Data diproduzione. Vedi Lotto	Ultima modifica. 29/03/2012
CUSCINO ANTIPROSTATA.			
MISURE: LARGHEZZA cm. 42 ALTEZZA cm. 5 LUNGHEZZA cm. 37		COLORE: BLU , AZZURRO	
INDICAZIONI: ANTIPIAGHE PER LUNGODEGENTI E DECORSI POST-OPERATORI. INDICATO COME PREVENTIVO DELLO SCHIACCIAMENTO PRECOCE DELLA PROSTATA O PER CHI SOFFRE DI EMORROIDI.UTILE AGLI AUTOMOBILISTI E COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA' SEDENTARIA.		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE	
COMPOSIZIONE: POLIURETANO ESPANSO STAMPATO A FREDDO FODERA JERSEY DI COTONE CON VELCRO.		CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE.	
ISTRUZIONI: APPOGIARE SULLA SEDUTA DI POLTRONE E SEDILI CON LA PARTE LISCIA VERSO IL BASSO E LA PARTE BOMBATA VERSO L'ALTO.SEDERSI CON IL FORO IN CONCIDENZA DELLA PROSTATA O DEL DOLORE.		CONFEZIONE: SCATOLA.	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE..	
		  	