

<b>REF</b> 367	 Albo Land s.r.l.	<b>Data diproduzione.</b> Vedi Lotto	<b>Ultima modifica.</b> 05/09/2012
<b>CUSCINO DA VIAGGIO GONFIABILE.</b>			
<b>MISURE:</b> UNICA.		<b>COLORE:</b> BLU.	
<b>INDICAZIONI:</b> MANTIENE IL CAPO NELLA CORRETTA POSIZIONE, SCARICANDO LE VERTEBRE CERVICALI DI PARTE DEL PESO DEL CAPO. EVITA CIONDOLAMENTI DEL CAPO QUALORA L'UTILIZZATORE DI ASSOPISCA.		<b>LAVAGGIO:</b> LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.	
<b>COMPOSIZIONE:</b> PVC FLOCCATO TERMOSALDATO.		<b>CONTROINDICAZIONI:</b>	
<b>ISTRUZIONI:</b> GONFIARE IL CUSCINO PRIMA DELL'USO SENZA RENDERLO TROPPO RIGIDO. INSERIRE IL COLLO SISTEMANDOLO NELLA GIUSTA POSIZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CAPO.		<b>CONFEZIONE:</b> IN SACCHETTO DI PLASTICA.	
<b>AVVERTENZE:</b> DISPOSITIVO NON STERILE SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO		<b>GARANZIA:</b> IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE..	
			