

REF 427	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione Vedi lotto	Ultima modifica 20/06/2013																
COTON SONIA POLIESTENSIVA DONNA																			
MISURE: <table border="1" data-bbox="71 1057 726 1115"> <tr> <td>cm</td> <td>70</td> <td>75</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Misure</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> <td>V</td> <td>VI</td> <td>VII</td> <td>VIII</td> </tr> </table>		cm	70	75	80	85	90	95	100	Misure	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	COMPOSIZIONE: COTONE 85% ELASTAM 15%.	
cm	70	75	80	85	90	95	100												
Misure	II	III	IV	V	VI	VII	VIII												
INDICAZIONI: INDICATA NEI DECORSI POST-OPERATORI IN GENERE. INDICATA INOLTRE NEI PAZIENTI CON ERNIA INGUINALE SEMPLICE O BILATERALE.		ISTRUZIONI: INDOSSARE COME UN NORMALE SLIP POSIZIONANDO LE PELOTTE INGUINALI (FORNITE A PARTE) NELLE APPOSITE TASCHE INTERNE.																	
COLORE: NUDO.		CONFEZIONE: SACCHETTO DI PLASTICA																	
CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE		LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI. NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.																	
AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO		GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE.																	
		  																	