




REF 735	 Albo Land s.r.l.	Data di produzione Vedi lotto	Ultima modifica 14/03/2013
<p>CUSCINO DA VIAGGIO IN FIBRA CAVA SILICONATA.</p>			
			
<p>MISURE: LUNGHEZZA: 32cm LARGHEZZA: 33 cm</p>		<p>COMPOSIZIONE: FODERA: COTONE 35% TERITAL 65% IMBOTTITURA: FIOCCO 100% POLIESTERE 7/32 H.C.S. GREGGIO CAVO CONIUGATO SILICONATO.</p>	
<p>COLORE: FANTASIE VARIE A SECONDA DELLA DISPONIBILITA'.</p>		<p>CONFEZIONE: SACHETTO DI PLASTICA</p>	
<p>INDICAZIONI: MANTIENE IL CAPO NELLA CORRETTA POSIZIONE, SCARICANDO LE VERTEBRE CERVICALI DI PARTE DEL PESO DEL CAPO. EVITA CIONDOLAMENTI DEL CAPO QUALORA L'UTILIZZATORE SI ASSOPISCA.</p>		<p>ISTRUZIONI: POSIZIONARLO ATTORNO AL COLLO SISTEMANDOLO NELLA GIUSTA POSIZIONE PER IL SOSTEGNO DEL CAPO</p>	
<p>CONTROINDICAZIONI: SE SEGNALATE DAL MEDICO CURANTE</p>		<p>LAVAGGIO: LAVARE IN ACQUA TIEPIDA A 30° CON DETERSIVO PER CAPI DELICATI, NON STRIZZARE ED ASCIUGARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.</p>	
<p>AVVERTENZE: DISPOSITIVO NON STERILE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO</p>		<p>GARANZIA: IL PRESIDIO E' GARANTITO SECONDO NORMA DI LEGGE, SONO ESCLUSE LE PARTI DI CONSUMO E DIFETTI DI FABBRICAZIONE.</p>	
		