

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

452-0-143

Misuratore automatico da polso

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
452-0-143	Misuratore automatico da polso

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania
CND	Z12039080
Repertorio	97921/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa nello studio medico e a domicilio.

Descrizione

Metodo di misura oscillometrico clinicamente validato con sistema di misura durante la fase di gonfiaggio (misura in salita).

Display a cristalli liquidi a 3 linee, per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.

Memorizzazione automatica delle ultime 30 misure con calcolo del valore medio, con possibilità di richiamo per la visualizzazione.

Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.

Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti, l'aumento e il decremento della pressione di gonfiaggio, allo scopo di valutare il progresso della misura.

Classificazione della pressione, grazie alla visualizzazione di un segmento in corrispondenza di una scala colorata indicante i 6 stadi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – da pressione ottimale ad ipertensione severa.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l'intero ciclo della misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.

Accessori presenti all'interno della confezione

452-0-143 – Medilife S
Bracciale da polso latex free
Custodia di trasporto
nr. 2 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AAA

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa e pulsazioni
Metodi di misura:	oscillometrico
Range di misura:	pressione 20 – 240 mmHg pulsazioni 40 – 200 battiti/min.
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 320 mmHg
Campo di applicazione:	adulti e bambini
Display:	a cristalli liquidi: durante misura – livelli di pressione termine misura – valori di pressione e pulsazioni, indicatore di aritmia cardiaca, codici di errore
Alimentazione:	nr. 2 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AAA
Autonomia batterie:	400 misure
Capacità di memorizzazione:	30 misure con calcolo del valore medio
Dimensioni:	63 (L) x 21 (P) x 56 (A) mm
Peso:	82 grammi batterie escluse
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-5 °C ~ +50 °C

Marchi di qualità

Il misuratore MEDILIFE S è conforme ai requisiti del protocollo di validazione della German Hypertension Society (G.P.S.).

Può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

UB-ADU	Bracciale per misuratore da polso, latex free. Circonferenza polso da 13,5 a 21,5 cm
--------	--

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142