

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

9120.20.312

Sfigmomanometro ad aneroide,
per automisurazione

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
9120.20.312	Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione

Indicazioni	
Produttore	FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG
CND	C9006
Repertorio	98186 /R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per l'automisurazione della pressione arteriosa.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro di tipo palmare e con sistema di misura a 1 tubo.

Quadrante dal diametro di 60 mm e manometro protetto da eccessiva pressione.

Meccanismo di misura protetto contro la corrosione. Valvola di regolazione aria in metallo.

Bracciale calibrato per adulti con fonendoscopio incorporato, privo di lattice, realizzato in poliestere con chiusura a velcro.

Componenti

Manometro

- chassis in materiale plastico cromato
- meccanismo in ottone
- quadrante graduato in metallo
- lancetta in metallo
- anello di protezione in materiale plastico cromato
- lente protezione quadrante in plastica

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Bracciale

- fodera in poliестere con cuciture
- velcro
- camera d'aria in lattice
- monopalla in PVC

Stetoscopio

- testina in alluminio
- membrana in PVC
- archetto in ottone cromato
- tubo in PVC
- olive auricolari in gomma

Accessori presenti all'interno della confezione

9050.20.312
Bracciale adulti latex free e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotondare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
5001.01.001	Bracciale per adulti	54 x 14,5 cm	Nero
5001.01.006	Bracciale per adulti obesi	60 x 14,5 cm	Nero



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142