

Codice	Descrizione
AB-103	Sgabello da doccia regolabile

Descrizione

Lo sgabello da doccia è regolabile in altezza da 38 a 50 cm per adattarsi al meglio alle necessità dell'utente. La seduta è dotata di fori per il deflusso dell'acqua. I puntali a ventosa in termo gomma offrono grande stabilità. Tutti i materiali utilizzati offrono massima igiene ed una lunga durata: tecnopolimeri, alluminio anodizzato e acciaio inox. Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.

Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Materiali componenti

Polipropilene
Alluminio anodizzato
Acciaio inox

Dimensioni

Diametro seduta **36 cm**
Altezza **da 38 a 50 cm**

Portata massima **110 kg**

Colore bianco

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugna abrasive. Sanificabile in autoclave ad 85° per un minuto.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione:

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **K Design**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE