

**SEDILE PER DOCCIA  
PIEGHEVOLE**

Codice

**AB-12**

**Descrizione ed indicazioni**

Sedile per doccia pieghevole regolabile in altezza. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Caratteristiche**

Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua ed impugnature laterali.  
Regolazione in altezza a tre diversi livelli.  
Puntali in gomma antiscivolo.  
Materiali resistenti alla corrosione.

**Materiali componenti**

Struttura: alluminio anodizzato  
Seduta e schienale: polietilene  
Puntali: gomma antiscivolo

**Dati tecnici**

Dimensioni seduta: **50 x 30 cm**  
Regolazione in altezza: **42-46 cm**  
Peso: **2,2 kg**  
Portata: **120 kg**



**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.  
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y093303**

**Progressivo di registrazione: 334936**

**Produttore** **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE