

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>SEDIA REGOLABILE PER VASCA</p>	<p>Rev 01</p> <p>Ottobre 2010</p>
--	---	---

Codice	AB-30
--------	--------------

Descrizione ed indicazioni

Sedia per vasca con quattro posizioni di regolazione laterale, struttura in alluminio verniciato e seduta ergonomica dotata di fori per il deflusso dell'acqua. Appoggi per bordo vasca ricoperti da gomma antiscivolo. Schienale estraibile.

Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Struttura: alluminio

Seduta e schienale: polietilene

Appoggi per bordo vasca: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Dimensioni della seduta: **40 x 42 cm**

Dimensioni dello schienale: **41,5 x 17 cm**

Peso: **2 kg**

Portata massima: **100 Kg**



Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 166731

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE