

TRIPODE

Codice	AD-10
Colore	Satinato

Descrizione ed indicazioni

Tripode con base di appoggio regolabile in altezza ad 11 differenti livelli ed impugnatura ergonomica. Ausilio per la deambulazione.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Impugnatura: polipropilene
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato
Parte inferiore della struttura e base d'appoggio: acciaio cromato
Puntali: gomma antiscivolo

Dati tecnici

Regolazione in altezza: **73,5-99 cm**

Dimensioni della base: **38 x 31 x 31 cm**

Portata: **114 kg**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice Nomenclatore 12.03.15.003

Confezione 4 pezzi

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y120315

Progressivo di registrazione: 166287

Produttore INTERMED srl



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE