

**QUADRIPODE**

Codice	<b>AD-11</b>
Colore	<b>Satinato</b>

**Descrizione ed indicazioni**

Quadripode con base di appoggio regolabile in altezza ad 11 differenti livelli ed impugnatura ergonomica. Ausilio per la deambulazione.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Materiali componenti**

Impugnatura: polipropilene  
Parte superiore della struttura: alluminio anodizzato  
Parte inferiore della struttura e base d'appoggio: acciaio cromato  
Puntali: gomma antiscivolo

**Dati tecnici**

Regolazione in altezza: **73,5-99 cm**  
Dimensioni della base: **38 x 23 x 26 x 23 cm**  
Portata: **114 kg**

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Codice Nomenclatore** 12.03.18.003

**Confezione** 4 pezzi

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND:** Y120318

**Numero di repertorio:** 166462R

**Produttore** INTERMED srl



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE