

Codice

**AQ-10****Descrizione**

Sponda per letto singola in acciaio verniciato regolabile a tre differenti livelli d'altezza. Base munita di spessori in gomma antiscivolo.

**Dati tecnici**

Dimensioni della base: **87 x 76 cm**  
Regolazione in altezza: **47,5-55 cm**  
Portata: **114 kg**

**Pulizia**

Pulire con panno morbido e detersivi neutri senza immergere.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** 12 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Y181227**

**Progressivo di registrazione: 166308**

**Produttore** **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE