

Codice	Descrizione
<b>PRACTICA 41T</b> <b>PRACTICA 43T</b> <b>PRACTICA 45T</b> <b>PRACTICA 51T</b>	Carrozzina da trasporto Practica

**DESCRIZIONI ED INDICAZIONI**

Carrozzine da trasporto con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli desk estraibili per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

Ruote posteriori piene.

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza.

Disponibili nelle misure 41, 43, 45 e 51.

**MATERIALI COMPONENTI**

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	Nylon imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	Gomma
Ruote posteriori	Poliuretano morbido
Poggiapiedi	Plastica

**DATI TECNICI**

Seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Peso
<b>41 cm</b>	54 cm	51 cm	21 kg
<b>43 cm</b>	56 cm	51 cm	21 kg
<b>45 cm</b>	58 cm	51 cm	21 kg
<b>51 cm</b>	64 cm	51 cm	21 kg

**Portata** **120 kg**

Diametro tubi telaio 22 mm

Diametro tubi crociera 26 mm

Ruote posteriori 12"

Ruote anteriori 8"

**CONTROINDICAZIONI ED AVVERTENZE**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

**CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

**Freni** Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.

**Tele** Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.

