

Rev. 02
Maggio 2010

LifeMED

Scheda tecnica

CMS 8000 - VET

Monitor multiparametrico

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
CMS 8000 - VET	Monitor a 7 tracce con schermo a colori da 12,1" con stampante

Indicazioni	
Produttore	Contec Medical System Co. Ltd.
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIb conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sistema di monitoraggio dei parametri vitali per uso veterinario.

Descrizione

Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili.
Schermo a colori a matrice attiva da 12,1", a 7 tracce.

Parametri rilevati:

- ECG a 7 derivazioni con full screen a 7 tracce
- Frequenza cardiaca
- Pressione non invasiva
- Saturazione di ossigeno
- Frequenza respiratoria
- 2 canali di temperatura

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

CMS 8000 -VET
Bracciale per NIBP
Sensore SpO2
Sensore di temperatura superficiale
Frusta ECG

Caratteristiche tecniche

Display:	LED a colori a matrice attiva da 12,1''
Numero massimo canali :	7
Trend dei parametri:	Visualizzazione breve 1 ora – divisione 1 sec. Visualizzazione lunga 72 ora – divisione 1 min.
Eventi:	massimo 72 eventi di allarme di tutti i parametri
Memoria pressione non invasiva:	500 misure
Stampante:	incorporata a 2 canali
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50Hz batteria ricaricabile al litio da 3,7 A/H da 12V
Autonomia batteria:	180 minuti a carica completa 5 minuti dopo il primo segnale di batteria in esaurimento
Temperatura utilizzo:	0 °C – + 40 °C – umidità relativa 30 – 85%
Temperatura immagazzinamento:	-20 °C – + 60 °C – umidità relativa 30 – 93%
Altitudine di utilizzo:	-500 a 4.600 m
Altitudine per il trasporto:	-500 a 13.100 m
Dimensioni:	310 x 1403 x 263 mm
Peso:	3,8 Kg.

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Arrotolare il tubo del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142