

Rev. 02  
Giugno 2010

**LifeMED**

## Scheda tecnica

LF-700

Sfigmomanometro ad aneroide di  
tipo palmare a 1 tubo

**INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-700	Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema a 1 tubo modello COMFORT - Nero

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9006
Repertorio	15539/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

### Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo.

Quadrante di diametro 48 mm con scala graduata a due colori.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

#### Manometro

- chassis in materiale plastico ABS
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno

#### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- anello di protezione cromato
- lente protezione quadrante in plastica

#### Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- anello metallico cromato
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

### Accessori presenti all'interno della confezione

LF-700
Bracciale adulti latex free e monopalla
Custodia di trasporto

### Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

### Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

#### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Colore</b>
LF-010	Bracciale per adulti	52 x 14	Blu
LF-011	Bracciale per adulti obesi	62 x 17	Blu
LF-012	Cosciale	80 x 21	Blu
LF-013	Bracciale per bambini	38 x 7	Blu
LF-014	Bracciale per infanti	33 x 5	Blu
LF-015	Bracciale per neonati	25 x 4,5	Blu