

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>MATERASSO IN ESPANSO</p> <p>A TRE SEZIONI</p> <p>Ignifugo</p> <p>PHARMA Océanis</p>	<p>Rev 00</p> <p>Novembre 2010</p>
---	---	--

Codice	Dimensioni totali
MA-100	cm 195 x 88 x 17,5

Indicazioni

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a basso rischio.

Descrizione

Materasso in espanso ad alta resilienza a tre sezioni. La superficie presenta canali di ventilazione di ampia dimensione che assicurano il mantenimento di un microclima ottimale favorendo la traspirazione. La particolare configurazione in piccoli tronchi di piramide consente di distribuire uniformemente il peso corporeo. La suddivisione in tre sezioni agevola l'impiego sui letti articolati e facilita la gestione del materasso anche da parte di persone anziane. Dispositivo dotato di fodera a lenzuolo Dermalon 140 x 280 cm.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Principi

- distribuzione armonica della pressione corporea su tutti i segmenti
- riduzione delle forze di taglio e frizione
- accompagnamento dei movimenti del paziente
- riduzione dei fenomeni di macerazione

Componenti

Poliuretano espanso densità 37 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco
Fodera in tessuto Dermalon 130 g/m² anallergico - Classe 1 reazione al fuoco

Modalità di lavaggio

Fodera lavabile fino alla temperatura di 90°. Consigliati lavaggi alla temperatura di 60°.
Disinfezione con vapori di formaldeide a 45° per 3 ore.
Non candeggiare. Non stirare.
Mousse lavabile con panno morbido umidificato.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Dopo un'esposizione prolungata alla luce, l'espanso tende ad ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e terapeutiche.

Garanzia

12 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.06.003

Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE