

Codice	Descrizione
<b>RA-215151</b>	Rollator LONDRA

**Descrizione**

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in acciaio. Ruote anteriori fisse e gambe posteriori con puntali in gomma. Piano seduta imbottito. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza.

**Indicazioni**

Ausilio per la deambulazione da utilizzare con due mani.

**Dati tecnici**

<b>Portata massima</b>	<b>100 kg</b>
Larghezza totale	<b>605 mm</b>
Larghezza seduta	<b>455 mm</b>
Profondità seduta	<b>200 mm</b>
Altezza seduta	<b>535 mm</b>
Regolazione impugnature	<b>830-950 mm</b>
Diametro delle ruote	<b>130 mm</b>
Spessore delle ruote	<b>25 mm</b>
Peso	<b>5,5 kg</b>

**Materiali componenti**

Telaio	<b>Acciaio</b>
Ruote	<b>PVC</b>
Impugnature	<b>Materiale plastico morbido</b>
Piano seduta	<b>Similpelle imbottita</b>
Puntali	<b>Gomma</b>

**Manutenzione e pulizia**

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive. Verificare periodicamente la condizione dei puntali nonché lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.

**Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

**Codice CND** Y120606

**Progressivo di registrazione** 319923

**Produttore** INTERMED Srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE