

Rev. 01
Gennaio 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 210

Piano di misurazione per neonati

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
210 1721 009	Piano di misurazione altezza per neonati e bambini piccoli

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93369/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Germany

Indicazioni

Piano di misurazione, per determinare la lunghezza di neonati e bambini piccoli.

Descrizione

seca 210: piano di misurazione per determinare la lunghezza di neonati e bambini piccoli.

In morbida e durevole plastica, delicato sulla pelle, lavabile e ripiegabile: è una soluzione salva-spazio per facili e precise misurazioni.

Il ferma-testa fisso ed il ferma-piedi di facile scorrimento lo rendono di semplice uso.

Accessori presenti all'interno della confezione

210
Manuale d'uso

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	da 10 a 99 cm
Divisione:	5 mm
Dimensioni nastro (LxAxP):	300 x 140 x 1250 mm
Peso:	575 g.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti..

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142