

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Altimetro per pesaneonati Seca 376 SECA 233</p>	<p>Rev. 00 Giugno 2012</p>
--	--	--------------------------------

Codice	233 1714009
---------------	--------------------

Indicazioni

Altimetro con posizionatore testa-piedi integrato, applicabile alla bilancia pesa neonati seca 376, in un solo passo è possibile misurare peso e altezza.

Descrizione

L'altimetro seca 233 con posizionatore testa-piedi integrato rende la seca 376 un sistema completo per misurare peso e altezza.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Misurazioni:	da 35 a 80 cm
Divisione:	1 mm
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	CE 0123