

Rev. 01
Gennaio 2010

LifeMED

Scheda tecnica

seca 437

Adattatore per altimetro seca 217

INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
437	Adattatore per altimetro seca 217

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)

Indicazioni

Adattatore per seca 217 e bilance seca 877, 878 e 899.

Descrizione

Il nuovo sistema di pesatura e misurazione mobile per scolaresche e adulti

Elemento adattatore per seca 899, seca 877 e seca 878 per la combinazione con seca 217.

Accessori presenti all'interno della confezione

437
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (LxAxP):	330 x 86 x 310 mm
Peso:	600 g

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti..

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142