

Rev. 01  
Novembre 2013

 LifeMED

## Scheda tecnica

seca 645

Bilancia pesa persone con modulo  
wireless

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
645 7021 193	Bilancia digitale pesa persone medicale con corrimano

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	1023687/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Bilancia digitale pesapersona, multifunzioni, con la possibilità di trasferimento dati wireless.

### Descrizione

seca 645: bilancia digitale multifunzioni, con corrimano e modulo wireless per l'invio dei valori. Dotata di una bassa piattaforma di facile accesso, di uno stabile corrimano e di una portata molto alta – questa bilancia multifunzioni garantisce pesate sicure e confortevoli anche a pazienti sovrappeso. Il corrimano integrato nella bilancia offre ai pazienti un valido punto di appoggio durante la pesata. Grazie all'ampia piattaforma, è possibile appoggiarci una sedia per pesare pazienti seduti. Con la funzione di pre-TARA, un peso memorizzato (per esempio quello di una sedia), può essere detratto, rendendo facile determinare il peso netto.

Facile da trasportare grazie alle due ruote integrate.

Funzionamento a rete o batterie ricaricabili per ulteriore flessibilità.

Funzioni:

- pre-TARA,
- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- BMI (Body-Mass-Index),
- spegnimento automatico,
- selezione range di pesata,
- ammortizzatore.

Optional: set adattatore RS 232 seca 460, altimetro seca 223.

## Accessori presenti all'interno della confezione

645
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	300 Kg
Divisione:	100 g <200 Kg>200 g
Dimensioni (LxAxP):	640 x 1150 x 660 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	557 x 55 x 557 mm
Alimentazione:	alimentatore
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	25,4 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

223	Altimetro telescopico range di misura da 6 – 230 mm
-----	---



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142