

Rev. 01
Novembre 2013

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 665

Bilancia pesa persone con modulo
wireless

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
665 7021 198	Bilancia digitale pesa persone medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93879/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia digitale per pesare persone in carrozzina per uso medico.

Descrizione

seca 665: bilancia digitale per pesare persone in carrozzina.

Con la sua alta portata di 300 kg questa bilancia rende veramente facile pesare anche pazienti sovrappeso. Grazie alla sua piattaforma estremamente bassa e all'inclinazione delle rampe, questa bilancia è di facile accesso. Due barriere laterali danno ulteriore sicurezza. La funzione integrata di pre-TARA determina in pochi secondi il peso netto del paziente. Il display a LCD orientabile, con le grandi cifre, è facile da leggere sia dal paziente che dall'assistente.

seca 665 può essere ripiegata con pochi movimenti e trasportata sulle ruote integrate.

Funzioni:

- pre-TARA,
- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- spegnimento automatico,
- selezione range di pesata,
- ammortizzatore.

Optional: set adattatore RS232 seca 460.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

665
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	300 Kg
Divisione:	100 g <200 Kg>200 g
Dimensioni (LxAxP):	1102 x 912 x 1150 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	760 x 55 x 930 mm
Alimentazione:	alimentatore
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	33,4 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

460	Interfaccia RS232
-----	-------------------



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142