

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 750

Bilancia pesa persone meccanica
con scala ad orologio

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
750 1017 004	Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – bianca con tappetino bianco
750 1019 004	Bilancia pesa persone meccanica per uso privato – bianca con tappetino nero

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia meccanica, per uso privato.

Descrizione

seca 750: bilancia meccanica da terra, compatta e solida.

Bella e stabile - la bilancia seca 750 con il suo rivestimento laccato a polvere bianco è veramente attraente ovunque la si utilizzi. Il grande quadrante ad orologio rende facile leggere i risultati.

Cassa in acciaio e piattaforma ricoperta da cuoio sintetico bianco o nero.

Accessori presenti all'interno della confezione

750
Manuale d'uso

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Portata:	150 Kg.
Divisione:	1 Kg.
Dimensioni (LxAxP):	317 x 117 x 477 mm
Pedana (LxAxP):	290 x 70 x 290 mm
Peso:	3,5 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.