

Rev. 02
Giugno 2011

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 761

Bilancia pesa persone meccanica
con scala ad orologio

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
761 7019 004	Bilancia pesa persone meccanica medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	92665/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 761: bilancia meccanica da terra, con grande quadrante ad orologio dal design classico. Pedana con tappetino antiscivolo, scala chiara e ben definita: design, funzionalità e precisione ruotano intorno a questa pesapersona meccanica. Cassa e quadrante bianchi, tappetino nero.

Accessori presenti all'interno della confezione

761
Manuale d'uso

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Portata:	150 Kg.
Divisione:	1 Kg.
Dimensioni (LxAxP):	303 x 118 x 470 mm
Pedana (LxAxP):	265 x 70 x 2265 mm
Peso:	3,5 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe IIII

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142