

Rev. 00
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 807

Bilancia pesa persone digitale

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
807 1300 009	Bilancia pesa persone digitale per uso privato

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.

Descrizione

seca 807: bilancia digitale da terra, tecnologia avanzata per maggior comfort.

Le dimensioni extra piatte rendono facile e comodo salire su queste bilance. La precisione è garantita dalle quattro celle di carico in acciaio inossidabile. Altre ragioni per ammirare queste bilance sono la superficie in vetro di alta qualità e le dimensioni extra-large delle cifre LCD.

Tecnologia a quattro celle di pesata. Struttura extra piatta.

Funzione Step-Off. Per pesarsi senza accendere la bilancia.

Vetro di sicurezza. Alta resistenza ad urti e graffi.

Funzioni:

- auto-HOLD,
- step-off,
- accensione automatica tip-on,
- spegnimento automatico

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

807
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	150 Kg.
Divisione:	100 g.
Dimensioni (LxAxP):	310 x 37 x 310 mm
Pedana (LxAxP):	310 x 37 x 310 mm
Peso:	2 Kg.
Dimensioni delle cifre:	29 mm
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA 1,5V
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142