

Codice	Descrizione
AB-100	Sedile da vasca regolabile

Descrizione

Creato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. Il sedile da vasca può essere adattato a tutte le esigenze, come sedile in due diverse posizioni o come una tavola per vasca. Disegnato ergonomicamente per garantire confort e sicurezza, può essere regolato in larghezza per adattarsi ai diversi tipi di vasche da bagno. Facile da montare e applicare con una sola chiave. Tutti i materiali utilizzati offrono massima igiene e una lunga durata: tecnopolimeri, alluminio anodizzato e acciaio inox. Non richiede manutenzione ed è facile da pulire.

Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale.

**Materiali componenti**

Polipropilene
Alluminio anodizzato
Acciaio inox
Nylon con fibra di vetro

**Dimensioni**

Seduta **42 x 38 cm**
Larghezza totale **da 65 a 72 cm**

Portata massima **110 kg**

Colore bianco

Pulizia

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugna abrasive. Sanificabile in autoclave ad 85° per un minuto.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione:

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore **K Design**

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE