

Codice	Descrizione
AB-62	Sedile ribaltabile per doccia con gambe regolabili

Descrizione ed indicazioni

Sedile per doccia a muro ripiegabile con gambe regolabili in altezza a sette differenti livelli. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Puntali in gomma antiscivolo. Il dispositivo viene fornito completamente assemblato e necessita della sola installazione. Le viti ed i tasselli per il fissaggio alla parete non sono inclusi nella confezione. Ausilio per la cura e l'igiene personale.

Caratteristiche

Facilità di posizionamento.
Seduta ergonomica con spazi per il deflusso dell'acqua.
Materiali resistenti alla corrosione.

Materiali componenti

Seduta	polietilene
Struttura	acciaio verniciato
Segmenti regolabili	alluminio
Puntali	gomma

Dati tecnici

Dimensioni della seduta	48 x 28 cm
Regolazione in altezza	39-54 cm
Peso	3,9 kg
Portata massima	110 kg

Pulizia

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri.
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Numero di repertorio: 1157387/R

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

