

Codice	Descrizione
AD-47	Deambulatore pieghevole articolato

Indicazioni

Ausilio per la deambulazione.

Descrizione

Deambulatore pieghevole articolato ad un pulsante con struttura in alluminio anodizzato e doppia barra stabilizzatrice in acciaio. Possibilità di regolazione in altezza ad otto differenti livelli. Puntali in gomma antiscivolo.

Materiali componenti

Struttura	Alluminio anodizzato
Barra stabilizzatrice	Acciaio
Impugnatura	Poliuretano
Puntali e ruote	Gomma antiscivolo

Dati tecnici

Area di appoggio	58 x 46 cm
Diametro impugnature	4 cm
Peso	3 kg
Regolazione in altezza	80-100 cm
Diametro tubi	26 mm
Portata	120 kg



Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.
 Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

Manutenzione

Controllare periodicamente la tenuta delle spine di bloccaggio e la stabilità delle gambe. Verificare, altresì, lo stato di conservazione dei puntali in gomma. In caso di eccessiva usura, provvedere alla sostituzione immediata.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Ricambi disponibili

AD4-A	Gambe per deambulatore
AD4-G	Puntali in gomma grigi

Confezione 2 pezzi

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y120603

Numero di repertorio: 615307/R

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE