

Codice	Descrizione
AQ-360	Cuscino rotante a 360°

DESCRIZIONE

Cuscino rotante a 360° realizzato in foam di poliuretano con scarico centrale per ridurre la pressione sull'area sacrale. Base rigida antiscivolo. Fodera estraibile e lavabile. Ausilio pensato per i trasferimenti di persone con difficoltà di deambulazione.

DATI TECNICI

Altezza 5 cm
Diametro 40 cm
Portata 135 kg

PULIZIA

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA 24 mesi per difetti di fabbricazione

PRODUTTORE **INTERMED srl**

