

Codice	Descrizione
PRACTICA II T41	Carrozzina da trasporto con braccioli ribaltabili misura 41
PRACTICA II T43	Carrozzina da trasporto con braccioli ribaltabili misura 43
PRACTICA II T45	Carrozzina da trasporto con braccioli ribaltabili misura 45
PRACTICA II T51	Carrozzina da trasporto con braccioli ribaltabili misura 51

Descrizione ed indicazioni

Carrozzina da trasporto con **telaio in acciaio a doppia crociera** e **braccioli desk ribaltabili e regolabili in altezza** indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. **Ruote posteriori piene. Fascia ferma tallone. Freni regolabili in alluminio. Maniglie di spinta in PU morbido. Colore grigio metallizzato.** Disponibile nelle misure 41, 43, 45 e 51 cm.

Materiali componenti

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	Nylon imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	200 mm con spessore 5 cm in PU morbido
Ruote posteriori	300 mm in PU morbido
Poggiapiedi	Plastica

Dati tecnici

Seduta	Larghezza totale	Altezza seduta da terra	Peso
41 cm	54 cm	51 cm	a partire da 21 kg
43 cm	56 cm	51 cm	a partire da 21 kg
45 cm	58 cm	51 cm	a partire da 21 kg
51 cm	60 cm	51 cm	a partire da 21 kg

Portata	120 kg
Diametro tubi telaio	22 mm
Diametro tubi crociera	26 mm
Ruote posteriori	12"
Ruote anteriori	8"

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
Tele	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente.

- Braccioli** Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale e ruotare facilmente.
- Poggia-piedi** Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
- Bulloneria** Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND Y122103

Progressivi di registrazione

Practica II T41	533287
Practica II T43	566074
Practica II T45	566076
Practica II T51	566079

Produttore INTERMED srl

Accessori

P-20	Pedane elevabili
P-25	Sedile wc misura 41-43
P-26	Sedile wc misura 45-51
P-27	Sedile rigido misura 41-43
P-28	Sedile rigido misura 45-51



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE