

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LITTMANN CLASSIC II INFANT
Stetofonendoscopio per infanti

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
2114	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Nero
2120	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosa perlato
2124	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu caraibi
2125	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lampone
2126	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lilla
2132	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Verde pino
2156	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu royal
2157	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lampone con finiture arcobaleno
2158	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Pesca
2179	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Arancione
2114R	Stetofonendoscopio per infanti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosso

Indicazioni	
Produttore	3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A.
CND	C9005
Repertorio	146563

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conformità	Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I
------------	---

Indicazioni

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Infant è indicato per l'auscultazione neonatale dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico diagnostico.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

Il 3M™ Littmann™ Classic II Infant è dotato di una testina in acciaio inossidabile appositamente studiata per l'auscultazione neonatale.

Grazie alla qualità della gamma Littmann, questo stetofonendoscopio garantisce la stessa risposta acustica dei modelli per adulti

Le principali caratteristiche sono:

- la testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica
- il tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- la ghiera "anti-freddo" in neoprene
- l'archetto biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna
- le olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- lunghezza 71 cm
- peso: 90 g.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Toni cardiaci e polmonari
Testina:	in acciaio inossidabile – diametro membrana 30 mm, campana 19 mm
Peso:	90 g.
Lunghezza tubo:	71 cm.

Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i "sistemi di qualità" per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Infant può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Lo stetofonendoscopio non va immerso in alcun liquido, ne sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. . .

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Infant è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per tre anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

BLCIP/N	Biauricolare
37811	Olive morbide a pressione – colore nero
37812	Olive morbide a pressione – colore grigio
37808	Olive rigide a pressione – colore grigio
37809	Olive piccole morbide a pressione – colore nero
2170	Targhetta identificativa fonendo/stetoscopio
36547	Anello in neoprene antifreddo

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142