

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LITTMANN CLASSIC II PEDIATRIC

Stetofonendoscopio pediatrico

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2113 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Nero |
| 2115 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosa perlato |
| 2119 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu caraibi |
| 2122 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lampone |
| 2123 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu navy |
| 2131 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Verde pino |
| 2136 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu royal |
| 2153 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu caraibi finiture arcobaleno |
| 2154 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Pesca |
| 2155 | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Arancione |
| 2113R | Stetofonendoscopio pediatrico con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosso |

| Indicazioni | |
|-------------|--|
| Produttore | 3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A. |
| CND | C9005 |

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

| | |
|------------|---|
| Repertorio | 21651 |
| Conformità | Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I |

Indicazioni

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Pediatric è indicato per l'auscultazione pediatrica dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico diagnostico.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

Il 3M™ Littmann™ Classic II Pediatric è dotato di una testina in acciaio inossidabile appositamente studiata per l'auscultazione pediatrica.

Grazie alla qualità della gamma Littmann, questo stetofonendoscopio garantisce la stessa risposta acustica dei modelli per adulti.

Le principali caratteristiche sono:

- la testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica
- il tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- la ghiera "anti-freddo" in neoprene
- l'archetto biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna
- le olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- lunghezza: 71 cm
- peso: 105 g.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------|--|
| Parametri rilevati: | Toni cardiaci e polmonari |
| Testina: | in acciaio inossidabile – diametro membrana 35 mm, campana 25 mm |
| Peso: | 105 g. |
| Lunghezza tubo: | 71 cm. |

Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i "sistemi di qualità" per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).
3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Pediatric può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Lo stetofonendoscopio non va immerso in alcun liquido, ne sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. . .

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II Pediatric è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per tre anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

| | |
|---------|---|
| BLCIP/N | Biauricolare |
| 36550 | Ghiera – colore nero |
| 37811 | Olive morbide a pressione – colore nero |
| 37812 | Olive morbide a pressione – colore grigio |
| 37808 | Olive rigide a pressione – colore grigio |
| 37809 | Olive piccole morbide a pressione – colore nero |
| 2170 | Targhetta identificativa fonendo/stetoscopio |
| 36546 | Anello in neoprene antifreddo |

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142