

**Protezione per il gomito
in fibra cava siliconata**

Codice	Misura	Dimensione	Peso	Colore
CO 100.506	unica	cm 40 x 40	150 g	azzurro

Indicazioni

Prevenzione del decubito in pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e la frizione e di favorire la circolazione d'aria.

Descrizione

Protezione per gomito per la prevenzione del decubito realizzata con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a Velcro.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Componenti

Interno: fibra cava siliconata

Esterno: cotone 100%



Finitura

Cucitura

Pulizia

Lavabile in lavatrice a max. 60°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 12 mesi per difetti di produzione

LATEX FREE

Codice Nomenclatore 03.33.09.012

Codice CND: Y033309

Numero di repertorio: 97774R

Produttore Intermed S.r.l.

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE