

Rev. 02  
Maggio 2010



## Scheda tecnica

FROST 001

Rapid FROST – Busta in polietilene



Codice	Descrizione
FROST001	Ghiaccio istantaneo in busta in polietilene.

Indicazioni	
Produttore	Dispotech srl
CND	M9001
Repertorio	163815
Conformità	Dispositivo di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Impiego in tutti i casi nei quali è consigliata la terapia del freddo.

### Descrizione

Busta esterna PE con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità.

PE: biaccoppiato.

Bolla d'acqua interna realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, antiurto. Coperta da brevetto.

### Caratteristiche tecniche

Miscela di Sali azotati: con caratteristiche tecniche accettate dalle norme vigenti (conforme ai requisiti del Reg. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09).

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Prodotto monouso esclusivamente per uso esterno. In caso di ingestione ricorrere immediatamente all'intervento del medico.

## Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Scadenza

5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sulla cupola della bomboletta.



### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142