

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

INTERMED 16

Aspiratore chirurgico per uso non continuo.

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
INTERMED 16	Aspiratore chirurgico per uso non continuo. Flusso d'aria 16 litri/min

Indicazioni	
Produttore	CA.MI snc
CND	Z120105
Repertorio	54201
Conformità	Dispositivo medico di classe II conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Aspiratore chirurgico per uso non continuo con flusso d'aria di 16 litri/min.

Descrizione

Intermed 16 è un apparecchio ad alimentazione elettrica 230V / 50Hz da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco, catarro e sangue). Il dispositivo è progettato per offrire facilità di trasporto e impiego non continuo.

Particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio.

Realizzato con un corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee di recente approvazione.

Fornito di vaso in policarbonato completo sterilizzabile con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotamento posto sul pannello frontale.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

INTERMED 16
Vaso da 1.000 cc
Set tubi 6 x 10 mm PVC trasparente
Connettore per sonde
Sonda d'aspirazione CH20
Filtro antibatterico ed idrofobico

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	230V - 50Hz
Potenza assorbita:	184 VA
Fusibile:	F1 x 1.6A 250v
ISO 10079-1:	High vacuum /Low flow
Aspirazione massima:	-0.75 Bar
Flusso massimo di aspirazione:	16 l/min
Peso:	2.5 kg
Dimensioni:	370 x 220 (h) x 210 mm
Funzionamento:	30 on / 30 off
Classificazione elettrica:	Apparecchio di classe II (doppio isolamento di sicurezza)
	Apparecchio di tipo B (apparecchio avente uno specifico grado di protezione contro i pericoli elettrici)
Norme applicabili:	Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1
	Requisiti di sicurezza per aspiratori azionati elettricamente UNI EN ISO 10079-1
	Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

L'utilizzo del dispositivo è riservato a personale qualificato.

Non smontare mai l'apparecchio.

Per qualsiasi intervento contattare il servizio assistenza tecnica Intermed.

Comunque, non utilizzare mai senza flacone e senza filtro di protezione.

L'apparecchio deve essere fatto riposare 30 minuti ogni 30 minuti di funzionamento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manutenzione e pulizia

Per una corretta procedura di pulizia e controllo delle parti costituenti e degli accessori, leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

In ogni caso, non lavare, sterilizzare o autoclavare mai il filtro antibatterico.

Modalità di smaltimento

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici ovvero riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno ad uno.

La raccolta differenziata per il successivo avvio dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Accessori

RE 210001	Vaso da 1.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210351	Vaso da 2.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210400	Sonda di aspirazione CH 20 – conf. 10
SP 0036	Set tubi con filtro 6 x 10 mm
RE210355	Set tubi senza filtro 6 x 10 mm
SP 0046	Filtro antibatterico per aspiratori INTERMED

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142