



# SCHEDA TECNICA

## CORSETTO LOMBARE CON TIRANTI POSTERIORI INCROCIATI E STECCHE FLESSIBILI OMNICROSS

Rev 00

Luglio 2013

Misura	Codice	Altezza
S	<b>OT-003S</b>	27 cm
M	<b>OT-003M</b>	27 cm
L	<b>OT-003L</b>	27 cm
XL	<b>OT-003XL</b>	27 cm
XXL	<b>OT-003XXL</b>	27 cm



### Indicazioni

- Lomalgie e lombosciatalgie.
- Trattamenti in fase post-operatoria.
- Discopatie lombari.
- Traumi di entità lieve.

### Descrizione

- Corsetto realizzato in tessuto elastico traspirante.
- Tiranti posteriori incrociati per facilitare lo scarico vertebrale lombare e stimolare l'attività muscolare.
- Stecche lombari in metallo non estraibili.
- Stecche laterali in plastica non estraibili.
- Sistema di chiusura anteriore a velcro.

### Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del corsetto lombare devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del corsetto e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del corsetto.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del corsetto su altri pazienti.



**SCHEDA TECNICA**  
**CORSETTO LOMBARE CON TIRANTI**  
**POSTERIORI INCROCIATI**  
**E STECCHE FLESSIBILI**  
**OMNICROSS**

Rev 00

Luglio 2013

**Materiali componenti**

Lattice naturale 55%, Poliammide 28%, Poliestere 17%.

**Dati tecnici**

Modello	Circonferenza vita
OT-003S	da 65 a 80 cm
OT-003M	da 75 a 90 cm
OT-003L	da 85 a 100 cm
OT-003XL	da 95 a 110 cm
OT-003XXL	da 105 a 140 cm

**Modalità di lavaggio**



**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore** INTERMED srl

**Codice CND** Y060308  
**N. Repertorio** OT-003S 1052169/R  
OT-003M 1052229/R  
OT-003L 1052230/R  
OT-003XL 1052231/R  
OT-003XXL 1052232/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE