

Misura	Codice	Altezza
S	OT-004S	27 cm
M	OT-004M	27 cm
L	OT-004L	27 cm
XL	OT-004XL	27 cm

**Indicazioni**

- Lombalgie e lombosciatalgie.
- Trattamenti in fase post-operatoria.
- Discopatie lombari.
- Contratture paravertebrali lombari.
- Traumi di entità lieve.

Descrizione

- Corsetto realizzato in tessuto elastico traspirante.
- Tiranti posteriori incrociati per facilitare lo scarico vertebrale lombare e stimolare l'attività muscolare.
- Stecche lombari in metallo non estraibili.
- Stecche laterali in plastica non estraibili.
- Sistema di chiusura anteriore a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del corsetto devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del corsetto e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del corsetto.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del corsetto su altri pazienti.



SCHEDA TECNICA

CORSETTO LOMBARE CON TIRANTI POSTERIORI INCROCIATI E STECCHIE MODELLABILI DORSACROSS

Rev 00

Luglio 2013

Materiali componenti

Lattice naturale 55%, Poliammide 28%, Poliestere 17%.

Dati tecnici

Modello	Circonferenza vita
OT-004S	da 65 a 80 cm
OT-004M	da 75 a 90 cm
OT-004L	da 85 a 100 cm
OT-004XL	da 95 a 110 cm

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060308

N. Repertorio

OT-004S 1052247/R
OT-004M 1052327/R
OT-004L 1052328/R
OT-004XL 1052329/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE