


| | | |
|--|--|---|
|  <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p> | SCHEDA TECNICA PASSANTE CARROZZINA INGOMBRI RIDOTTI | Rev 00 Agosto 2012 |
|--|--|---|

| Codice | Descrizione |
|--------------------|--|
| PASSANTE 40 | Carrozzina ingombri ridotti misura 40 cm |
| PASSANTE 45 | Carrozzina ingombri ridotti misura 45 cm |

Descrizione e indicazioni

Carrozzina ad autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole a crociera singola e braccioli desk estraibili per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. Ruote posteriori piene da 20". Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza. Disponibile nelle misure 40 e 45.

Materiali componenti

| | |
|--------------------|----------------------|
| Telaio e braccioli | Acciaio |
| Poggia-braccio | Similpelle imbottita |
| Seduta e schienale | Nylon imbottito |
| Ruotini anteriori | Gomma |
| Ruote posteriori | Poliuretano morbido |
| Poggiapiedi | Plastica |

Dati tecnici

| Seduta | Larghezza totale | Altezza seduta da terra | Peso |
|--------------|------------------|-------------------------|---------|
| 40 cm | 52 cm | 52 cm | 17,5 kg |
| 45 cm | 57 cm | 52 cm | 18,5 kg |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Portata | 110 kg |
| Diametro tubi telaio | 22 mm |
| Diametro tubi crociera | 26 mm |
| Ruote posteriori | 20" |
| Ruote anteriori | 8" con spessore 2" |

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

| | |
|---------------------|---|
| Freni | Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata. |
| Tele | Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi. |
| Ruote | Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. |
| Mancorrenti | Verificare lo stato di usura ed il fissaggio. |
| Braccioli | Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. |
| Poggia-piedi | Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici. |
| Bulloneria | Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni. |

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND**Y122106****Numero di repertorio**

in corso di registrazione

Produttore**INTERMED srl****Accessori disponibili****P-20** Pedane elevabili

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE