

Codice	Descrizione
RA-210010	Alzawater con fissaggio centrale altezza 10 cm
RA-210010B	Alzawater con fissaggio centrale altezza 10 cm con braccioli
RA-210014	Alzawater con fissaggio centrale altezza 14 cm
RA-210014B	Alzawater con fissaggio centrale altezza 14 cm con braccioli

Descrizione ed indicazioni

Alzawater con fissaggio centrale.

Il sistema di bloccaggio semplice e sicuro posizionato nella parte anteriore del dispositivo offre un'ottima stabilità ed un elevato comfort durante l'uso. Disponibile con o senza braccioli.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Materiali componenti

Seduta **polietilene**
Braccioli **alluminio**
Imbottitura braccioli **poliuretano morbido**

Caratteristiche

Flangia posteriore di stabilizzazione
Perno di fissaggio a vite anteriore
Appoggi dei braccioli in poliuretano
Saldature di chiusura a tenuta stagna
Superficie facilmente lavabile

Dati tecnici

Dimensioni esterne **41 x 42 cm**
Dimensioni del foro **26 x 19 cm**
Portata **130 kg**

Pulizia

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Non immergere in acqua.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Codice CND: Y091215

Progressivo di registrazione: 97743

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE