

**COMODA
4 IN 1 PIEGHEVOLE**

Codice	Descrizione
RA-211007	Comoda 4 in 1 pieghevole

Descrizione

Rialzo comoda 4 in 1 con struttura pieghevole in alluminio regolabile in altezza.
Imbottitura poggia-braccia in poliuretano morbido.
Secchio con coperchio.
Puntali in gomma.

Materiali componenti

Struttura **alluminio**
Seduta e coperchio **polietilene**
Secchio e coperchio **polietilene**
Poggia-braccia **poliuretano**
Puntali **gomma**

Dati tecnici

Altezza della seduta 43-58 cm
Larghezza utile del sedile 50 cm
Peso 5,0 kg
Portata 120 kg

Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi neutri.
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.
Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.
Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma.
In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di produzione

Codice CND: Y091203

Numero di repertorio: 844190/R

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

