

**PEDALIERA PER RIABILITAZIONE  
CON IMPUGNATURE ROTANTI**

Codice	Descrizione
RA-216008D	Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato con impugnature rotanti

**Descrizione ed indicazioni**

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia indicata per persone con difficoltà motorie o handicap. Dispositivo dotato di doppia manopola per regolare l'intensità dello sforzo, di piedini antiscivolo in materiale plastico e di asta con impugnature rotanti per l'esercizio degli arti superiori.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Materiali componenti**

Pedali	Materiale plastico
Struttura ed asta	Acciaio cromato
Manopola di regolazione	Materiale plastico

**Dati tecnici**

Dimensioni totali **54 x 42 x 24 cm** - asta esclusa

**Pulizia e manutenzione**

Pulire con panno morbido e detersivi non aggressivi.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 2 pezzi

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: Z129003**

**Progressivo di registrazione: 600231**

**Produttore** INTERMED srl



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE