

Rev. 00
Ottobre 2010

 DynaMED

Scheda tecnica

STECHE

Stecche in alluminio per dita

 INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
STECHE	Stecche per dita in alluminio

Indicazioni	
Produttore	Megapharma srl
CND	M030505
Repertorio	28988/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Le stecche per dita vengono usate per proteggere e immobilizzare la parte interessata (frattura).

Non sono sterili e non devono essere sterilizzate prima dell'uso.

Descrizione

Stecche per dita in alluminio con gomma schiuma accoppiata, disponibili nelle misure A (cm 1,5x50), B (cm 2x50), C (cm 2,5x50).

Le stecche per dita e per arti sono comunque realizzabili in qualsiasi misura.

Caratteristiche tecniche

Alluminio lega 1250 (al 99,5% Al) stato incrudimento H 24 (semicrudo)

Gommaschiuma autoadesiva S.B.R. 87% (gomma sintetica a base di stirolo - butadiene), carta siliconata 9%, adesivo 4% (acrilico)

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

Controindicazioni

Non si conoscono controindicazioni, il materiale a contatto con la pelle è gomma sintetica.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142