

Rev. 00
Settembre 2015

Tel-eMED

Scheda tecnica

UC-352BLE

Bilancia elettronica per uso privato
con tecnologia BLE

INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
UC-352BLE	Bilancia elettronica pe uso privato con tecnologia Bluetooth Low Energy

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	V0399
N° di Repertorio	1338410/R
Conformità	Direttiva CEE 89/336 – 93/68

Indicazioni

Bilancia elettronica per il controllo del peso corporeo con tecnologia wireless Bluetooth Low Energy con certificazione Continua compatibile con:

- Dispositivi che siano stati certificati da Continua
- iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S o versione successiva)
- Applicazioni e dispositivi che siano compatibili con Bluetooth 4.0

Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina.

Descrizione

Il peso corporeo è un importante indicatore dello stato nutrizionale ma da solo non è sufficiente per avere un quadro del rischio cardio-metabolico.

Da questa considerazione nasce la piattaforma software cloud che, attraverso gateway quali Smartphone e Tablet, invia una serie di informazioni cliniche nel tempo ai medici per gestire meglio il profilo dei propri pazienti.

La misurazione del peso, sempre sotto stretta supervisione del medico curante, può essere un incentivo importante per raggiungere il target prefissato, esso sia di riduzione o incremento.

La bilancia UC-352BLE ha un design moderno con una piattaforma durevole in vetro.

Memorizza fino a 90 valori di peso e permette la loro consultazione anche sul display digitale.

Ha una capacità fino a 200 kg con una divisione di 100 g. fino a 100 kg e 200 g. oltre 100 kg di peso.

Semplice da utilizzare, basta inserire le batterie e salire sopra la pedana non appena sul display appare il numero zero. Segnala inoltre il termine della misura con un avviso sonoro.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

UC-352BLE
nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	peso corporeo
Portata	200 Kg
Divisione	0,1Kg<100 Kg>0,2 Kg
Capacità di memorizzazione:	200 misure
Funzioni:	Visualizzazione peso corporeo Selezione tra Kg. e lb.
Display:	a cristalli liquidi – altezza caratteri 25 mm
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Spegnimento:	automatico dopo 5 secondi
Dimensioni:	300 (L) x 300 (P) x 31 (A) mm
Peso:	2,1 Kg.
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ +70 °C
Comunicazione senza fili	VZ (Murata Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.0LE WSP

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142