

MORETTI S.p.A
Via Bruxelles,3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200
info@morettispa.com
www.morettispa.com

P. IVA 00306090515
Meccanografico Ar005370
Reg. Imp. Arezzo 3932

R.E.A. 68869
Cap. Soc. € 500.000
C/C Postale 13682521

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Rev. 03 – 26.11.2012

Modulo **STD**

LEM ULTRASOUND GEL

Gel eco-conduttore per esami ecografici a ultrasuoni

LEM ULTRASOUND GEL: è un ottimo eco-trasmissione.

Non contiene formaldeide e, grazie alla sua particolare struttura, aiuta il movimento della sonda, rendendo così il lavoro dell'analista più facile. E' esente da sali e dall'effetto "filo".

Prodotto mediante processo sottovuoto spinto, pertanto esente da microbolle d'aria completamente anallergico, idrosolubile, resistente all'essiccazione, inodore, facilmente rimovibile. non macchia, non unge, non ionizza e non si ossida nel tempo.

Non contiene principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della sonda ecografica.

I coloranti e conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente in conformità con la legge.

DATI TECNICI :

DESCRIZIONE	Gel ipoallergenico ad alta conducibilità
COMPOSIZIONE	Acqua demineralizzata, addensanti, conservanti, agenti neutralizzanti e complessanti
CONSERVANTI	Conservanti per uso cosmetico in conformità con gli standard Europei contenente solo 0.0008% in gel
VISCOSITA'	77.000 ± 10.000 cps
COLORANTI	E131 blu per uso medicale e cosmetico conforme agli standard Europei
PH	5,5 ± 1
TEST BIOCAMPATIBILITA'	I test eseguiti non hanno riscontrato nessuna particolare controindicazione per l'utilizzo appropriato.
CARICA MICROBICA DEGLI STAMPI	<10 ³ /1 g
CARICA MICROBICA DEI BATTERI	<10 ² /1 g
STOCCAGGIO	Temperatura : +10°C ÷ +40°C Umidità relativa : 30% ÷ 75 %
SCADENZA	36 mesi dalla data di produzione
MATERIALE CONTENITORE	Polietilene (PE)

CODICE GMDN : 15321 CODICE CND : V9099 PAESE DI PRODUZIONE : Ungheria

VARIANTI CODIFICHE UTILIZZATE:

DRV1805 : 260gr
DRV1806 : 1000gr
DRV1807 : 5000gr

PRODOTTO DA UTILIZZARE SOLO PER USO ESTERNO